


Se
do
ra
se



Bestellwesen:

Bestellen Sie Ihre Artikel

- telefonisch über unsere Bestellhotline:
+49 (0)79 35/72 24 - 0
- über unser Bestellformular für Fax- und
Briefbestellung
- per Email an verkauf@sanger.de
- bequem über unseren Webshop
www.saenger-dental.de



INHALTSVERZEICHNIS

Untersuchungshandschuhe Latex	6-7
Untersuchungshandschuhe Nitril	8
Untersuchungshandschuhe Neopren, Vinyl	9
Operationshandschuhe	10
Schutzhandschuhe, Boxenhalter	11
Mundschutz	12-13
Instrumentenaufbereitung	14
Einmalschürzen	15
Schutzhandschuhe, Desinfektion	16
Haut- und Handpflege	17
Einmalhauben, Einmalmantel	18
Abdeckmaterial	19-21
Kanülen	22
Entsorgungsboxen	23
Abformmaterialien	24
Dentalartikel	25-29
Übersicht Chemische Beständigkeiten	30
Fax- / Brief-Bestellung	31

Medizinprodukte VO (EU) 2017/745

Es wird zwischen insgesamt sieben Klassifizierungen für Medizinprodukte unterschieden: Klasse I, Is, Im, Ir, Ila, Ilb, und III.

Falls eine unabhängige Prüfung der Produkte notwendig ist, wird diese durch eine benannte Stelle durchgeführt und das Produkt mit der vierstelligen Kennnummer der benannten Stelle

in Verbindung mit dem CE Zeichen gekennzeichnet. Für die in diesem Katalog vorkommenden Produkte sind folgende Klassen relevant:

Klasse I
Geringer Invasivitätsgrad, vorübergehende Anwendung

Klasse Is
Geringer Invasivitätsgrad, vorübergehende Anwendung, steril; unabhängiges Bewertungsverfahren

Klasse Ila
Mäßiger Invasivitätsgrad, kurzzeitige Anwendung, steril; unabhängiges Bewertungsverfahren

Persönliche Schutzausrüstung VO (EU) 2016/425

Es wird zwischen drei Kategorien unterschieden. Falls eine EU-Baumusterprüfung notwendig ist, wird diese durch ein zugelassenes Prüfinstitut durchgeführt und wo notwendig das Produkt mit der vierstelligen Kennnummer des Instituts gekennzeichnet:

Kategorie I
Kategorie I umfasst ausschließlich die geringfügigen Risiken wie oberflächliche mechanische Verletzungen, Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerer Kontakt mit Wasser, Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt, Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlung (außer bei Beobachtung der Sonne) oder Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind.

Kategorie II
Kategorie II umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III aufgeführt sind. Alle mechanischen Schutzhandschuhe, die nicht ausdrücklich in Kategorie III spezifiziert sind, fallen in diese Kategorie.

Kategorie III
Kategorie III umfasst ausschließlich die Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit Folgen dem führen können: Schutzhandschuhe im Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen und Gemischen, Atmosphären mit Sauerstoffmangel, schädliche biologische Agenzien, ionisierende Strahlung, warme Umgebung die vergleichbare

Zusätzlich werden Schutzkleidung und Schutzhandschuhe je nach Eignung mit den folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:

EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen für Handschuhe
Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen für alle Schutzhandschuhe und die anzuwendenden Prüfverfahren fest, ebenso die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen, sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen

EN 455 – Medizinische Untersuchungshandschuhe
Dieses Piktogramm besagt, dass der gekennzeichnete Handschuh als medizinischer Untersuchungshandschuh geeignet ist. Dazu erfüllt er die EN 455 Teil 1-4 die beinhalten:

- **EN 455-1:2020-07:** Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit (entsprechend AQL)
- **EN 455-2:2015-07+A1:2011:** Anforderungen und Prüfung der physikalischen Eigenschaften (u.a. Reißfestigkeit)
- **EN 455-3:2015-07:** Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung
- **EN 455-4:2009-10:** Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit

Lebensmittelgeeignet
Dieses Piktogramm verweist darauf, dass die gekennzeichneten Handschuhe mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen.

EN ISO 374-1:2016 – Schutzhandschuhe gegen Chemikalien
Die Klassifizierung erfolgt anhand von 3 Prüfverfahren:

- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach **EN 374-2:2014** (Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfungen)
- Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation nach der Norm **EN 16523-1:2015** (ersetzt die frühere EN 374-3)
- Bestimmung der Degradation nach Norm **EN 374-4:2013**

Kennzeichnung	Anforderungen für Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014	Handschuhtyp
EN ISO 374-1:2016/Typ A  AJKLPT	Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 6 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	Typ A
EN ISO 374-1:2016/Typ B  JKPT	Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 3 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	Typ B
EN ISO 374-1:2016/Typ C 	Mindestdurchbruchzeit ≥ 10 min für mindestens 1 Chemikalie aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	Typ C

Degradationstest gemäß EN 374-4:2013: Beinträchtigung der physikalischen Eigenschaften des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit einer chemischen Substanz.

Um Chemikalienschutz gegen eine der gelisteten Substanzen deklarieren zu können, muss sowohl die **Durchbruchzeit** als auch die **Degradation (EN 374-4:2013)** bestimmt werden. Das Testergebnis der Degradationsprüfung muss in der Gebrauchsanleitung angegeben werden:

Chemikalie	Kennbuchstabe	Schutzindex (EN ISO 374-1:2016)	Durchbruchzeit [min]	Degradation (EN 374-4:2013)		
n-Heptan	J	3	> 60	DR = 33,9%		
Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480	DR = -19,9%		
Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30	DR = 34,5%		
Formaldehyd 37%	T	6	> 480	DR = -11,0%		
Durch die Angabe des Schutzindex wird keine Aussage über die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz gemacht, da weitere Faktoren wie Temperatur, Abrieb etc. die Gebrauchstauglichkeit beeinflussen.						
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
Durchbruchzeit [min]	≥ 10	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 240	≥ 480

Gelistete Substanzen die nach EN ISO 374-1:2016 bzw. EN 374-4:2013 getestet werden können:

Chemikalie	Kennbuchstabe	Chemikalie	Kennbuchstabe
Methanol	A	n-Heptan	J
Aceton	B	Natriumhydroxid 40%	K
Acetonitril	C	Schwefelsäure 96%	L
Dichlormethan	D	Salpetersäure 65%	M
Kohlenstoffdisulfid	E	Essigsäure 99%	N
Toluol	F	Ammoniakwasser 25%	O
Diethylamin	G	Wasserstoffperoxid 30%	P
Tetrahydrofuran	H	Flusssäure 40%	S
Ethylacetat	I	Formaldehyd 37%	T

EN ISO 374-5:2016 – Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen
Zum Schutz gegen Bakterien und Pilze muss der Handschuh den Penetrationstest gemäß Norm EN 374-2:2014 bestehen. Soll zudem Schutz gegen Viren ausgewiesen werden, muss zusätzlich ein Bakteriophagen-Penetrationstest gemäß ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden:

EN ISO 374-5:2016 	Handschuhe zum Schutz gegen Bakterien und Pilze
EN ISO 374-5:2016 	Handschuhe zum Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren

EN 388:2016 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Diese Norm definiert alle Arten von Schutzhandschuhen die durch Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Fallschnitt physikalisch und mechanisch beansprucht werden. Schutz-

handschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eines der Kriterien Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- oder Weiterreißfestigkeit die Leistungsstufe 1 erreichen.

EN 388:2016 	Prüfkriterien	Leistungsstufe
2X41CP	Abriebfestigkeit	0 1 2 3 4 (0-4)
	Schnittfestigkeit – Coupe-Test	0 1 2 3 4 5 (0-5)
	Weiterreißfähigkeit	0 1 2 3 4 (0-4)
	Durchstichfestigkeit	0 1 2 3 4 (0-4)
	Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997	A B C D E F (A-F)
	Schutz gegen Stöße nach EN 13594:2015: bestanden	P (P)
0 = niedrigste Leistungsstufe; 5 = höchste Leistungsstufe X = Der Handschuh wurde nicht für die dieser Prüfung entsprechende Anwendung konstruiert. Bei dem Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Gemäß EN 420 beruhen die Leistungsstufen auf den Ergebnissen von Laborprüfungen, die nicht unbedingt den aktuellen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen. Steht nach dem Ergebnis der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997 (Newton) noch ein P, so sagt dieses aus, dass der Handschuh auf Schutz gegen Stoßeinwirkung geprüft wurde und dieser Test bestanden „passed“ ist. Bleibt der Platz leer, so wurde der Handschuh nicht geprüft oder hat diese Prüfung nicht bestanden.		

Prüfung nach EN 388	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	
Abriebfestigkeit [Zyklen]	100	500	2000	8000	—	
Schnittfestigkeit – Coupe-Test [Index]	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Weiterreißfähigkeit [Newton]	10	25	50	75	—	
Durchstichfestigkeit [Newton]	20	60	100	150	—	
Prüfung nach EN 388	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 [Newton]	2	5	10	15	22	30

Qualität ist unsere höchste Prämisse

Um eine konstant hohe Qualität zu sichern, richten wir uns bei der Sängler GmbH unter anderem nach folgenden nationalen und internationalen Qualitätsstandards:

- Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte
- Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung
- DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme
- DIN EN ISO 13485:2016 Medizinprodukte Qualitätsmanagementsysteme



Zusätzlich halten wir uns produktspezifisch an folgende weitere Standards:

AQL (Accepted Quality Level)
Nach Norm EN 455 und folgend Norm ISO 2859-1 ist die Anforderung an eine Qualitätsprüfung auf Stichprobenbasis gestellt. Es wird auf Defekte, Dichtigkeit und Physikalische Eigenschaften geprüft. Unterschieden wird zwischen mehreren Niveaus (<0,65; <1,0; <1,5; <2,5; <4,0), wobei ein niedrigerer Wert ein besseres Qualitätsniveau bedeutet.

ICRP & ICRU Tested
Konform mit den Empfehlungen des ICRP (International System of Radiological Protection) Bericht #60 und dem ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) Bericht #51 zu Strahlenschutzhandschuhen.

EN 149:2001+A1:2009
Konform mit EN 149:2009 Typ II Norm für Feinstaubfiltermasken.

EN 14683:2019
Konform mit EN 14683 Typ II Norm für chirurgische Masken.

EN 14683+AC:2019
Mit höherer Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole.



Plus BESTES TASTGEFÜHL

Der Plus Handschuh bietet den höchsten Tragekomfort und ein sehr gutes Tastgefühl. Er ermöglicht einen sehr guten Griff bei schnellen Bewegungen und Drehungen im Einsatz mit Zangen und anderen Instrumenten.

- Puderfrei
- Beidseitig chloriniert


PLUS

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 145	0 28 92 94
S / 7	01 146	0 28 92 07
M / 8	01 147	0 28 92 71
L / 9	01 148	0 28 91 53
XL / 10	01 149	0 28 91 82

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Standards:



Saturn LEICHTER SCHLUPF

Der Saturn Handschuh ist durch eine Behandlung der Innenseite des Handschuhs sehr leicht anzuziehen und ist sehr grifffest. Der Saturn ist für viele unterschiedliche Bereiche geeignet.

- Puderfrei
- Leichter Schlupf
- Innen chloriniert
- Außen polymerbeschichtet

SATURN

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 335	1 07 11 20
S / 7	01 336	1 07 11 37
M / 8	01 337	1 07 11 43
L / 9	01 338	1 07 11 66
XL / 10	01 339	1 07 12 90

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Standards:



Profi BESONDERS RUTSCHFEST

Der Handschuh für den professionellen Anwender. Eine Spezialbeschichtung der Oberfläche macht diesen Handschuh besonders griffig. Dies lässt ein sehr sicheres Führen von Bohrern und anderen Instrumenten zu, auch in nassem Umfeld.

- Puderfrei
- Beidseitig polymerbeschichtet


PROFI

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 140	0 28 94 72
S / 7	01 141	0 28 94 43
M / 8	01 142	0 28 94 66
L / 9	01 143	0 28 94 20
XL / 10	01 144	0 28 94 37

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Standards:



Verde MIT ALOE VERA

Der Verde ist ein Handschuh mit Aloe Vera Innenbeschichtung. Aloe Vera wirkt sanft pflegend und heilend auf die Haut des Trägers und verbreitet einen angenehmen Duft.

- Puderfrei
- Beidseitig chloriniert
- Aloe Vera Innenbeschichtung


VERDE

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 645	0 77 44 92
S / 7	01 646	0 77 44 86
M / 8	01 647	0 77 44 63
L / 9	01 648	0 77 44 57
XL / 10	01 649	0 77 44 40

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Standards:



Griff GEPUDERT

Der besonders preisgünstige Griff Handschuh zeichnet sich durch seine glatte Oberfläche und eine sehr leichte Puderung aus lebensmittelechter Maisstärke aus, die einen einfachen Schlupf ermöglicht und das Schwitzen an den Händen reduziert.

- Leicht gepudert im Nassverfahren

GRIFF

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 130	0 28 95 26
S / 7	01 131	0 28 95 32
M / 8	01 132	0 28 94 95
L / 9	01 133	0 28 95 03
XL / 10	01 134	0 28 94 89

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Standards:



Jetzt kostenlose
Muster bestellen!



Materialstärke:
0,09 mm



Betatex AUS NITRIL

Der neue Betatex ist universell einsetzbar, bietet gewohnt guten Schutz und ist dabei sehr preisgünstig. Dies macht ihn ideal für Bereiche in denen große Mengen an Handschuhen benötigt werden.

- Latexfrei
- Puderfrei



Standards:



BETATEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 575	17 81 69 41	01 395	17 81 70 47	01 375	17 81 69 93
S / 7	01 576	17 81 69 64	01 396	17 81 70 82	01 376	17 81 70 24
M / 8	01 577	17 81 69 70	01 397	17 81 70 76	01 377	17 81 70 18
L / 9	01 578	17 81 69 58	01 398	17 81 70 53	01 378	17 81 70 01
XL / 10	01 579	17 81 69 87	01 399	17 81 70 99	01 379	17 81 70 30

Verpackung:
150 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Materialstärke:
0,12 mm



Alfatex AUS NITRIL

Dieser Nitril Handschuh ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffkraft sowie Tastempfinden.

- Latexfrei
- Puderfrei

ALFATEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 170	0 28 89 75
S / 7	01 171	0 28 89 98
M / 8	01 172	0 28 89 23
L / 9	01 173	0 28 89 52
XL / 10	01 174	0 28 89 00

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton




ALFATEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 370	2 19 07 89
S / 7	01 371	2 19 07 66
M / 8	01 372	2 19 07 72
L / 9	01 373	2 19 07 37
XL / 10	01 374	2 19 07 43

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton




Standards:



ALFATEX 30 Länge: 30 cm

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
S / 7	01 571	0 77 44 34
M / 8	01 572	0 77 44 28
L / 9	01 573	0 77 44 11
XL / 10	01 574	0 77 44 05

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



Jetzt kostenlose
Muster bestellen!




Materialstärke:
0,16 mm



Materialstärke:
0,13 mm



Materialstärke:
0,12 mm



Neotril BESTER RUNDUMSCHUTZ

Ein spezieller Neoprenverbundwerkstoff gibt diesem Handschuh die Vorteile von drei Materialien. Die Flexibilität und der biologische Schutz von Latex, die chemische Resistenz von Nitril, sowie die Widerstandskraft gegen mechanische Beanspruchung durch Neopren.


- Neoprenkomposit Material
- Puderfrei
- Beidseitig chloriniert
- Monomerbeständig

NEOTRIL

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 770	9 28 71 15
S / 7	01 771	0 77 42 91
M / 8	01 772	0 77 42 85
L / 9	01 773	0 77 42 79
XL / 10	01 774	0 77 42 62

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton

Standards:



Neotex FLEXIBILITÄT

Ein neuartiger Komposithandschuh, produziert mit modernster Fertigungstechnik, der dem Handschuh diese Eigenschaften verleiht: Die Flexibilität und der biologische Schutz von Latex und die chemische Resistenz vom Nitril. Die speziell geraute Oberfläche sorgt für sehr gutes Tastempfinden und besten Tragekomfort durch reduziertes Schwitzen in den Handschuhen.


- Neuartiges Neopren-Komposit-Material
- Puderfrei, niedrigstes Allergierisiko
- Beidseitig chloriniert
- Resistent gegen blutgetragene pathogene Keime nach EN 374-5 (2016) und Viren.

NEOTEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
XS / 6	01 775	17 38 37 32
S / 7	01 776	17 38 37 03
M / 8	01 777	17 38 36 95
L / 9	01 778	17 38 36 89
XL / 10	01 779	17 38 37 26

Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton

Standards:



Pretex REISSFEST

Der Pretex Handschuh ist hergestellt aus weichem, reißfestem Vinyl. Kann im Umgang mit einigen Chemikalien verwendet werden.


- Latexfrei
- Puderfrei

PRETEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
S / 7	01 126	01 43 58 04 7
M / 8	01 127	01 43 58 03 0
L / 9	01 128	01 43 58 02 4
XL / 10	01 129	01 43 58 01 8


Verpackung:
100 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton

Standards:



Latex, steril

Jetzt kostenlose
Muster bestellen!



Standards:



Pluto **PUDERFREI**

Der überlegene sterile Operationshandschuh. Die mikro-geraute Oberfläche ergänzt durch eine spezielle PU-Beschichtung sorgt für hervorragendes Tastempfinden und sehr sicheres und rutschfestes Führen von Instrumenten, auch unter feuchten Bedingungen.

- Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Polyurethan Beschichtung
- Vollanatomische Passform
- Steril

PLUTO

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
6	01 310	0 77 35 93
6½	01 311	0 77 35 87
7	01 312	0 77 35 70
7½	01 313	0 77 35 64
8	01 314	0 77 35 58
8½	01 315	0 77 35 41

STERILE


R

Verpackung:

1 Paar rechts/links mit vorgestülpter Stulpe im großen Papiereinschlag und handlicher Peelverpackung eingeschiegelt.
50 Paar im Dispenserkarton
4 Dispenser im Versandkarton



MIKRO-GERAUTE
OBERFLÄCHE



Standards:



Eko **GEPUDERT**

Der Standard sterile Operationshandschuh. Er ist leicht gepudert mit allergenfreier Maisstärke, welche das Überstreifen und Tragen von zwei Handschuhen übereinander vereinfacht.

- Naturkautschuklatex
- Leicht gepudert
- Vollanatomische Passform
- Steril

PLUTO

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
6	01 350	4 53 33 83
6½	01 351	4 53 34 08
7	01 352	4 53 34 14
7½	01 353	4 53 34 20
8	01 354	4 53 34 37
8½	01 355	4 53 34 95

STERILE

R

Verpackung:

1 Paar rechts/links mit vorgestülpter Stulpe im großen Papiereinschlag und handlicher Peelverpackung eingeschiegelt.
50 Paar im Dispenserkarton
4 Dispenser im Versandkarton



MIKRO-GERAUTE
OBERFLÄCHE



Standards:



STERILE

R

Nuzone X2 **LATEXFREI**

Der sterile Operationshandschuh für sensible Haut. Gefertigt aus einem synthetischen Polymer schmiegt sich dieser Handschuh an wie eine zweite Haut, reduziert das Schwitzen der Hände und verursacht keine Allergien. Getestet und bewertet mit sehr guter Sicherheit vor Zytostatika und vielen Chemikalien. Frei von MBT, Thiuram, Thiazol und Thioureas.

- Synthetisches Polymer
- Latexfrei
- Puderfrei
- Vollanatomische Passform
- Steril


NUZONE X2

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
6	01 250	1 30 62 44
6½	01 251	1 30 62 67
7	01 252	1 30 62 96
7½	01 253	1 30 63 04
8	01 254	1 30 64 39
8½	01 255	1 30 64 45

Verpackung:

1 Paar rechts/links mit vorgestülpter Stulpe im grossen Papiereinschlag und handlicher Peelverpackung eingeschiegelt.
50 Paar im Dispenserkarton
4 Dispenser im Versandkarton

Jetzt kostenlose
Muster bestellen!



Standards:



Med I

PSA III

AQL 1,5

GKL

0010



Standards:



puderfrei

LATEX

2

2



Chemotex **EXTRA STARK**

Der extra lange und extra dicke Chemotex Handschuh ist speziell geeignet für Bereiche, in denen immer ein höchstes Maß an Sicherheit benötigt wird. Dieser verstärkte Handschuh hat eine besonders hohe Barrierewirksamkeit und ist sehr reißfest. Er bietet so optimalen Schutz, während die geraute Oberfläche einen Umgang mit Materialien noch sicherer macht.


- Puderfrei
- Beidseitig chloriniert
- Extra stark, extra lang

CHEMOTEX

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
S / 7	01 281	0 28 86 10
M / 8	01 282	0 28 85 67
L / 9	01 283	0 28 85 96
XL / 10	01 284	0 28 85 44

Verpackung:

50 Stück im Dispenserkarton
10 Dispenser im Versandkarton



GERAUTE
OBERFLÄCHE

TPE-Einmalhandschuhe

Für den schnellen Schutz der Hände. Komfortable Weite und Elastizität, puderfrei und hautfreundlich. Geraute Oberfläche. Lebensmittelecht. Für alle Reinigungsarbeiten. Latexfrei. Handschuhlänge ca. 25 cm. Transparent.

TPE

Größe	Ref.-Nr.
M / 8	01 197
L / 9	01 198
XL / 10	01 199
XXL / 11	01 200

Verpackung:

200 Stück im Spenderkarton
10 Spender im Versandkarton

Boxenhalter

Handschuhspender so platzsparend wie möglich. Handschuhe immer griffbereit am Arbeitsplatz. Komplett mit Schrauben und Dübeln. Passend für alle Sanger Spenderboxen für Einmalhandschuhe, unsteril.

- Platzsparend
- Als Ständer am Arbeitsplatz
- Für Wand- oder Bodenverschraubung

BOXENHALTER

Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Fächer
04 911	1 30 68 76	1
04 912	1 30 68 82	2
04 913	1 30 68 99	3

Abmessungen:

1 Fach L: 25 x H: 9 x B: 8,5 cm
2 Fächer L: 28 x H: 26,5 x B: 10 cm
3 Fächer L: 27 x H: 40 x B: 10 cm

Alle Angaben ca. Maße

Mundschutz, dreilagig

Einmal-Mund- und Nasenschutz mit langem, integriertem Nasenbügel, formbar. Dreilagiger textiler Vliesstoff, blau. Mit Gummischlaufen. Hautfreundliche Qualität, nicht reizend. Sichere Filterwirkung >99%. Extra leicht, weich und saugfähig. Glasfaserfrei, latexfrei. Unsteril. Auch für Brillenträger geeignet.

Standards:
CE, EN 14683, Typ II / Typ II R,
Norm für chirurgische Masken

TYP II	
Ref.-Nr.	PZN-Nr.
02 108	17 81 91 64

Verpackung:
50 Stück im Spenderkarton



TYP IIR	
Ref.-Nr.	PZN-Nr.
02 120	17 17 06 92

Verpackung:
50 Stück im Spenderkarton



FFP2 Atemschutzmaske

Bester Tragekomfort mit 5-lagigem Schutz. Einzeln verpackt in einem Polybeutel mit Befestigungshaken. Mit Vertikalfalte, ohne Ventil. Mit 2 Ohrschlaufen und formbarem Nasenbügel. Ergonomische Maske für mittlere Risiken. Bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen.


Standards:
CE 0598, (EU) 2016/425,
EN149:2001+A1:2009

FFP2 MASKE	
Ref.-Nr.	PZN-Nr.
02 134	17 17 06 86

Verpackung:
50 Stück im Spenderkarton
20 Spender im Versandkarton



Schlaufenlänge
Extra lang: 19 cm



Mundschutz, vierlagig

Einmal-Mund- und Nasenschutz mit langem, integriertem Nasenbügel, formbar. Vierlagiger textiler Vliesstoff, schwarz. Hautfreundliche Qualität, nicht reizend. Mit Gummischlaufen. Sichere Filterwirkung von 95%. Extra leicht, weich und saugfähig. Glasfaserfrei, latexfrei. Unsteril. Auch für Brillenträger geeignet.

MUNDSCHUTZ	
Farbe	Ref.-Nr.
schwarz	02 109



Einmalmundschutz mit Visier

Einmal-Mund- und Nasenschutz mit langem, integriertem Nasenbügel, formbar. Vierlagiger textiler Vliesstoff. Hautfreundliche Qualität, nicht reizend. Sichere Filterwirkung von 98%. Extra leicht, weich und saugfähig. Glasfaserfrei, latexfrei. Unsteril. Auch für Brillenträger geeignet.

MIT VISIER		
Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
grün	02 104	1 30 46 53



Gesichtsschutzvisier

Gesichtsschutz für beste Sicht. „Anti-Fog“ beidseitig beschlagfrei, reflektiert nicht und schützt das gesamte Gesicht vor Spritzern, Speicheltropfen oder Schmutz. Gute Elastizität und leichtes Gewicht. Dazu ein verstellbares Kopfband für Tragekomfort, mit weichem Stirnpolster. Ideal für Brillenträger, Mundschutz kann unter dem Visier getragen oder gewechselt werden. Kann über längere Zeit getragen werden und ist für vielseitigen Einsatz verwendbar.

GESICHTSSCHUTZVISIER	
Ref.-Nr.	Standards:
02 122	CE, (EU) 2016/425, EN166:2001






Neutron 35 AUS NITRIL

Nitrilhandschuhe zur sicheren Instrumentenaufbereitung, auch bei spitzen Gegenständen. Resistent gegen zahlreiche Chemikalien und Reinigungsmittel.

- Mit Baumwollinnenflock
- Anatomische Passform
- Autoklavierbar
- Nitril



NEUTRON 35

Größe	Ref.-Nr.
S / 7	11 571
M / 8	11 572
L / 9	11 573
XL / 10	11 574
XXL / 11	11 575

Standards:



Desinfektionswannen

Desinfektionswannen mit Deckel und Siebeinsatz, plus zusätzlichem Innendeckel, zum Beschweren leichter Instrumente.

DESINFIZIATIONSWANNEN

Größe	Abmessungen	Ref.-Nr.
0,1 Liter für Kleinteile	Ø 85 x 40 mm	04 295
1 Liter	223 x 149 x 91 mm	04 291
3 Liter	315 x 206 x 125 mm	04 290
5 Liter	394 x 260 x 156 mm	04 292
10 Liter	496 x 328 x 195 mm	04 293
10 Liter Endoskope mit Auslaßschlauch	870 x 235 x 160 mm	04 294



BIB forte eco Instrumenten Desinfektionsmittel

Aldehyd- / Phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und Endoskopen.

- Nur ein Präparat für die Bohrer- und Instrumentenreinigung
- Geeignet für das Ultraschallbad
- Von führenden Instrumentenherstellern getestet und freigegeben
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- VAH / DGHM gelistet

Größe	Ref.-Nr.	gebrauchsfertige Lösung 0,5%
1 Liter hochkonzentriert	04 275	ergibt 200 Ltr.
5 Liter hochkonzentriert	04 276	ergibt 1.000 Ltr.



Einmalschürzen

Wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie. Weiß, gehämmert, undurchsichtig. Am Hals Schlupfform, an der Taille zwei Bänder zum Binden.

EINMALSCHÜRZEN

Abmessung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
60 x 105 cm	02 222	1 30 67 87
70 x 120 cm	02 223	1 30 67 93
80 x 140 cm	02 224	1 30 68 01

Verpackung:
Einzel im Polybeutel
100 Stück im Versandbeutel
1000 Stück im Versandkarton



PE-Schürze mit Ärmeln

Wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie. Blau, gehämmert, undurchsichtig. Nicht saugfähig. Schlupfform am Hals, in der Taille zwei Bänder zum Binden. Mit Schlupfloch für den Daumen, um Handschuhe schnell und sicher über den Ärmelbund streifen zu können. Ideal geeignet für die Instrumenten-Desinfektion, um Mitarbeiter vor spritzenden Desinfektionslösungen zu schützen. Zum einmaligen Gebrauch.

PE-SCHÜRZE MIT ÄRMELN

Abmessung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
120 x 170 cm	02 251	4 53 36 67

Verpackung:
Einzel im Polybeutel
10 Polybeutel im Umbeutel
10 Umbeutel im Versandkarton



Einmalschürzen in der Zupfbox

Ideale Zickzack Faltung: Eine Schürze entnehmen, schon folgt der Nachfolger für die nächste Entnahme. Mit bequemer Entnahmepерforation.

ZUPFBOX

Abmessung	Ref.-Nr.
70 x 120 cm	02 308

Verpackung:
75 Stück in Box
10 Boxen im Versandkarton



Snger Professional Allround

Zuverlssige Schutzhandschuhe aus Naturlatex mit angenehmem Baumwoll-Innenflock bieten einzigartigen Komfort. Sie schtzen die Hnde gegen viele Reinigungsmittel und Flssigkeiten nachhaltig. Der auf dem aktuellen Stand der Technik gefertigte, robuste Handschuh ist in den vier Farben der Reinigungsindustrie erhltlich.

- Naturkautschuklatex
- Velour Innenflock
- Anti-Rutsch Profil
- Anatomische Passform
- Niedriger Proteingehalt
- Lnge: 30 cm
- Rollrand

	ROT	GRN	BLAU	GELB
Groe	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
S / 7	11 066	11 071	11 081	11 076
M / 8	11 067	11 072	11 082	11 077
L / 9	11 068	11 073	11 083	11 078
XL / 10	11 069	11 074	11 084	11 079



Standards:



Verpackung:
1 Paar im Polybeutel
100 Paar im Versandkarton



MinutenSpray classic Oberflchendesinfektion

Alkoholische gebrauchsfertige Lsung zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflchen von Medizinprodukten wie z.B. Turbinen, Hand- und Winkelstcke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Gerte.

- Bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe
- Flchendesinfektion

MINUTEN SPRAY CLASSIC

Groe	Ref.-Nr.
0,5 Ltr. Flasche	04 282
5 Ltr. Cubitainer	04 283
1 Stck Sprhkopf fr 0,5 Liter-Flasche	04 915
1 Stck Auslaufhahn Cubitainer	04 905



DesNet+ Konzentrat fr Flchendesinfektion

Aldehyd- und phenolfreies Flssigkonzentrat zur zuverlssigen Reinigung und Desinfektion der Oberflchen von Medizinprodukten in der rztlichen und zahnrztlichen Praxis mit umfassender mikrobizider Wirksamkeit, abhngig von Konzentration und Einwirkzeit.

- Ist schonend, materialvertrglich und fhrt nicht zur Vergilbung / Vergruung
- Sehr gut schmutz- und fettlsend • Aldehyd- und phenolfrei
- Moderne Kombination auf Basis QAV

DESNET+

Groe	Ref.-Nr.	gebrauchsfertige Lsung 0,5%
1 Liter strkeres Konzentrat	04 273	ergibt 200 Ltr.
5 Liter strkeres Konzentrat	04 274	ergibt 1.000 Ltr.

Zubehr

Beschreibung:

- 1 Sprhflasche (leer)
- 2 Kanister-Schlssel
- 3 Cubitainer-Schlssel
- 4 Kanister-Dosierpumpe
- 4 Kanister-Auslaufhahn
- 4 Cubihahn
- 5 Sprhkopf fr 500 ml Flasche

Nr.	Ref.-Nr.
1	04 903
2	04 902
3	04 909
4	04 904
5	04 901
6	04 905
7	04 915



DERMA Lotion

Derma Lotion ist besonders geeignet bei empfindlicher und stark beanspruchter Haut. Bildet einen kristallinen, atmungsaktiven Mikroschutzfilm. Bleibt bis zu 4 Std. aktiv. Schtzt nachhaltig vor Austrocknung, Reizungen und Irritationen.

Anwendung:

Hnde grndlich waschen und trocknen. Eine kleine Menge Derma Lotion auftragen und auf den Hnden verteilen. Besonders gut auf Nagelbett und unter den Ngeln verteilen. Nach 2 Minuten ist der optimale Mikroschutzfilm gebildet. Bei Verletzungen oder im Umgang mit scheuernden Mitteln sollte die Derma Lotion erneut aufgetragen werden. Fr ca. 120 Anwendungen.

DERMA LOTION

Inhalt	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
250 ml	02 231	2 19 10 56



OpSept Basic

OpSeptBasic Hndedesinfektion ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches und umfassend wirksames Hndedesinfektionsmittel zur chirurgischen und hygienischen Hndedesinfektion. Sehr gute Hautvertrglichkeit auch bei hufiger Anwendung. Dermatologisch getestet: Dermatest „sehr gut“ 2013

Prof. Dr. med. Werner Voss. Wirkt umfassend bakterizid, fungizid, tuberkulozid, umfassend viruswirksam gegen Rota, Adeno, BVDV(HCV), Vaccinia und Noroviren. Auch wirksam gegen MRSA: Einwirkzeit 15 sec. (geprft nach EN 14476). Chirurgische Hndedesinfektion: min. 3 ml/90 Sekunden (nach EN 12791). Anwendungshinweise beachten. Biozid Register Nr. 43561

OPSEPT BASIC

Groe	Ref.-Nr.
150 ml	04 277
500 ml	04 278
1 Liter	04 279
5 Liter	04 280



Universal Spender

Spender fr Flssigseifen, Desinfektionsmittel und Lotionen. Lieferung inklusive Leerflasche. Material: Gehuse aus Aluminium, silberfarben, eloxiert.

UNIVERSAL SPENDER

Verpackung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
500 ml + Leerflasche	04 920	5 49 70 92
1000 ml + Leerflasche	04 919	5 49 71 00

Verpackung: 1 Stck

Handwaschbrsten

Handwaschbrste, sterilisierbar. Mehrfach verwendbare Brste zur hygienischen Handwsche. Passt in handelsbliche Spendersysteme.

HANDWASCHBRSTE

Ref.-Nr.	PZN-Nr.
04 246	9 30 83 72

Verpackung:
6 x 30 Stck im Karton
30 Stck in der Spenderbox





Einmalhauben

Speziell geeignet für eine sichere Bedeckung der Haare. Haare und Schuppenpartikel werden zuverlässig zurückgehalten. Die Hauben sind weich, leicht und bieten durch hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation über lang anhaltende Zeiträume einen angenehmen Tragekomfort. Zum einmaligen Gebrauch.

- Aus textilem Vliesstoff
- Atmungsaktiv
- Sehr gute Passform
- Unsteril
- Größe/Umfang:
mittel: 50 cm / groß: 54 cm



TELLERFORM

Einmal-Haube mit sanftem Gummizug

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
grün		
mittel	02 202	1 30 68 30
groß	02 204	2 19 04 24
weiß		
mittel	02 203	1 30 68 47
groß	02 205	2 19 04 30
blau		
mittel	02 206	2 19 04 01
groß	02 207	2 19 04 18

Verpackung:
100 Stück im Polybeutel
5 Polybeutel im Versandkarton

BARETTFORM

Einmal-Haube plissiert gefaltet im Beutel, einfache Entnahme, kein verheddern

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
grün		
mittel	02 201	1 30 68 53
weiß		
mittel	02 208	2 19 03 87
blau		
mittel	02 209	2 19 03 93
rot		
mittel	02 702	4 75 43 80
pink		
mittel	02 703	4 75 43 97

Verpackung:
100 Stück im Polybeutel
5 Polybeutel im Versandkarton



Einmal-Mantel

Mit weißem Strickbund an den Ärmeln. Klettverschluß am Rücken. Zusätzlich 4 Taillenbänder. Lieferbar in 2 Qualitäten. Ohne oder mit Näscheschutzzone innen, vorne und in den Ärmeln.

MANTEL STANDARD unsteril

Material: SMS flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen 50 g/qm,

3-lagig, Typ: Spunbond-meltblown-spunbond, blau

ohne Näscheschutzzone

mit Näscheschutzzone

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
mittel	02 221	1 30 68 24	mittel	02 227	2 19 06 77
groß	02 225	2 19 07 14	groß	02 228	2 19 06 83
extra groß	02 226	2 19 07 20	extra groß	02 229	2 19 07 08
XX-groß	02 256	4 76 18 94	XX-groß	02 259	4 76 19 02

Verpackung:
40 Stück im Versandkarton, einzeln im Polybeutel

EINMAL-OP-MANTEL STANDARD steril

Für alle operativen Eingriffe bestens geeignet. Material: SMS, blau

ohne Näscheschutzzone

Größe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
mittel	02 240	2 19 06 19
groß	02 241	2 19 06 31
extra groß	02 242	2 19 06 60
XX-groß	02 253	4 76 19 31

Verpackung:
Einzeln mit Einschlagutuch im Sterilbeutel
ohne Näscheschutz: 25 Stück im Karton

STERILE EO

LÄNGEN-/GRÖSSEN-BESTIMMUNG

Größe	Länge	Breite
mittel	125 cm	150 cm
groß	135 cm	155 cm
extra groß	145 cm	164 cm
XX-groß	155 cm	164 cm

steril

1

2

3

4

5

DENTAL-SET 2

wie Dental-Set 1 und zusätzlich
2 Lampengriffabdeckungen.

6 2 Stück

Lampengriffabdeckungen
9 cm x 24,5 cm
PE-Folie mit Klebestreifen

STERILE

EO

Dental-Set 1

Steriles Abdeck-Set speziell für chirurgische Eingriffe im Dentalbereich:

1. Patienten Dental-Abdecktuch mit rautenförmiger Öffnung
150 cm x 150 cm
3-lagiger laminierter Vliesstoff: feste, extra stark absorbierende Oberfläche nimmt mehr als 560 ml Flüssigkeit auf. Feuchtigkeitsundurchlässig.
1 Stück
2. Schlauchüberzüge mit Klebefixierung
8 cm x 120 cm
2 Stück
3. OP-Tapes zur Fixierung der Abdecktücher
10 cm x 50 cm
2 Stück
4. Präpariertisch-Abdeckungen
45 cm x 75 cm
2-lagiger laminierter Vliesstoff: feste, absorbierende Oberfläche mit feuchtigkeitsundurchlässiger Unterseite
2 Stück
5. Instrumententisch-Abdeckung
75 cm x 90 cm
1 Stück

DENTAL-SET 1

Ref.-Nr.	PZN-Nr.
02 250	2 19 03 70

Verpackung:
1 Set in steriler Verpackung
12 Sets im Versandkarton

DENTAL-SET 2

Ref.-Nr.
02 254

Verpackung:
1 Set in steriler Verpackung
12 Sets im Versandkarton

Sie wünschen sich ein Set ausgerichtet nach Ihren Bedürfnissen?

Wir sind spezialisiert auf die Zusammenstellung individueller kundenspezifischer Sets. Alle Artikel dieses Katalogs, wie auch zusätzlich benötigte Teile können unabhängig von individuellen Operationstechniken zusammengestellt werden. Setzen Sie sich mit unserem Fachpersonal in Verbindung.

OP-Abdeckmaterial

Ein System miteinander kompatibler Elemente, die einen effektiven Schutz gegen Infektionen bei operativen Eingriffen gewährleisten. Jede mögliche Infektionsquelle wird sicher isoliert, insbesondere der Körper des Patienten, das Personal des Operationssaals und die Ausstattung. Gleichzeitig werden Körperflüssigkeiten, die eine Infektion übertragen können, sicher aufgefangen.

- Produktgruppen:
- OP-Abdecktücher
 - Klebebänder
 - Überzüge
 - Lochtücher, Schlitztücher
 - Instrumententaschen
 - Inzisionsfolien
 - Auffangbeutel für Flüssigkeiten
 - Instrumentenüberzüge

Lieferbare Materialien:
DS2
2-lagig laminiertes Material
Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm
Unterseite: Polyethylenfolie 25 µm
für OPs mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen

DS3
3-lagig laminiertes Material
Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm
Mittlere Lage: Polyethylenfolie 25 µm
Unterseite: absorbierender textiler Vliesstoff für OPs mit hohem Flüssigkeitsaufkommen

SMS
Flüssigkeitsabweisendes (hydrophobisches) Material:
100% Polypropylen, 3-lagiger textiler Vliesstoff 50 g/qm
Typ: spunbond – meltblown – spunbond für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen

SBPE
2-lagiges laminiertes Material
Oberseite: textiler Vliesstoff aus Polypropylen 30 g/qm
Unterseite: Polyethylenfolie 25 µm

PF2
2-lagiges laminiertes Material, feuchtigkeitsundurchlässig
Oberseite: absorbierender Zellstoff 20 g/qm
Unterseite: Polyethylenfolie 25 µm

SB
flüssigkeitsabweisendes (hydrophobisches) Material aus textilem Vliesstoff
Typ: spunbond

PE
Polyethylenfolie

Alle Artikel sind je nach Aufgabengebiet und Art der Operation in unterschiedlichen Materialien lieferbar!



Lochtücher Material DS2



Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Öffnung	VE
02 350	1 06 83 07	50 x 50 cm	oval 6 x 8 cm	1


Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Öffnung	VE
02 352	1 06 83 36	50 x 70 cm	rund ø 10 cm	1

Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Öffnung	VE
02 354	1 06 83 59	75 x 90 cm	rund ø 10 cm	1

Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Öffnung	VE
02 356	1 06 84 54	75 x 120 cm	rund ø 10 cm	1

Ref.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Öffnung	VE
02 357	1 06 85 08	100 x 150 cm	oval 6 x 8 cm	1

Abdecktücher, steril für Patient und Inventar



Material: SMS flüssigkeitsabweisend (hydrophobisch), 100% Polypropylen 50 g/qm, aus 3-lagigem Vliesstoff, Typ: spunbond – meltblown – spunbond für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen

ABDECKTUCH Material: SMS


Ref.-Nr.	Abmessung	Klebeband	PZN-Nr.
02 270	50 x 50 cm		1 06 71 53
02 271	50 x 70 cm		1 06 71 76
02 273	75 x 75 cm		1 06 72 07
02 274	75 x 90 cm		1 06 72 13
02 283	75 x 75 cm	2,5 x 75 cm	1 06 73 31
02 286	100 x 120 cm	5 x 80 cm	1 06 74 37
02 287	150 x 180 cm	8 x 80 cm	1 06 74 14

Material: PF2 – 2-lagig laminiertes Material, feuchtigkeitsundurchlässig. Oberseite: saugfähiger Zellstoff 20 g/qm
Unterseite: Polyethylenfolie 25 µm für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen

ABDECKTUCH Material: PF2

Ref.-Nr.	Abmessung	Klebeband	PZN-Nr.
02 290	50 x 50 cm		1 06 74 72
02 291	50 x 70 cm		1 06 74 89
02 294	75 x 90 cm		1 06 75 26
02 301	50 x 50 cm	2,5 x 50 cm	1 06 75 49
02 302	50 x 70 cm	2,5 x 50 cm	1 06 75 55
02 305	75 x 90 cm	2,5 x 90 cm	1 06 75 84

Lochtücher mit Adhäsionsfeld DS2



Ref.-Nr.	02 361
PZN-Nr.	1 06 85 66
Abmessung	45 x 75 cm
Öffnung	oval 6 x 8 cm
VE	1

Ref.-Nr.	02 365
PZN-Nr.	1 06 86 03
Abmessung	75 x 90 cm
Öffnung	rund ø 10 cm
VE	1

Ref.-Nr.	02 367
PZN-Nr.	1 06 86 32
Abmessung	90 x 110 cm
Öffnung	rund ø 7 cm
VE	1

Abdecktücher Material DS2



Ref.-Nr.	02 310
PZN-Nr.	1 06 76 96
Abmessung	50 x 50 cm
Stück	1

Ref.-Nr.	02 311
PZN-Nr.	1 06 76 67
Abmessung	50 x 70 cm
Stück	1

Ref.-Nr.	02 312
PZN-Nr.	1 06 76 73
Abmessung	40 x 60 cm
Stück	1

Schlauchüberzug mit Aufziehhilfe



Ref.-Nr.	02 476
Abmessung	8 cm x 120 cm
Stück	1



Schlauchüberzug Polyethylen



Ref.-Nr.	02 475
PZN-Nr.	3 71 96 83
Abmessung	8 cm x 120 cm
Stück	1

OP-Tape Klebeband

NV28 selbstklebendes OP-Tape Klebeband mit absorbierender Oberfläche.



Ref.-Nr.	02 457
PZN-Nr.	1 06 96 14
Abmessung	5 cm x 30 cm
Stück	1



Kundenspezifische Sets


Wir sind spezialisiert auf die Zusammenstellung kundenspezifischer Sets. Alle Artikel dieses Katalogs, wie auch zusätzlich benötigte Teile können abhängig von individuellen Operationstechniken zusammengestellt werden.



steril

Einmal-Injektionskanülen

- Mit Kunststoffansatz, zum Einmalgebrauch
- Passend für alle Zylinderampullen
- Silikonisiert
- Dreikant-Lanzettenschliff
- Besonders großer Durchfluss
- 30 G geeignet zur intraligamentären Anästhesie
- Einfaches Aufschrauben der Kanüle durch exakt geschnittenes Gewinde
- Transcodent



Bei 03 723 PZN 1 68 01 84

INJEKTIONSKANÜLEN

Durchmesser	Länge	Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Injektion				
G 25/0,5 mm	42 mm	rot	03 700	1 67 99 56
G 27/0,4 mm	42 mm	gelb	03 703	1 67 99 85
	37 mm	gelb	03 704	1 67 99 91
	23 mm	gelb	03 705	1 68 00 08
G 30/0,3 mm	23 mm	grün	03 706	1 68 00 20
	13 mm	grün	03 707	1 68 00 37
	10 mm	grün	03 708	1 68 00 43

Verpackung:
einzeln steril verpackt
100 Stück im Karton

Injektion Luer

G 27/0,4 mm	42 mm	grau	03 712	1 68 00 89
	23 mm	grau	03 713	1 68 00 95

STERILE EO

PASTENKANÜLEN

Durchmesser	Länge	Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Pasten				
G 20/0,9 mm	32 mm	rot	03 720	1 68 01 03
G 21/0,8 mm	23 mm	grün	03 721	1 68 01 26

Verpackung:
einzeln steril verpackt
100 Stück im Karton

Pasten Luer

G 20/0,9 mm	42 mm	rot	03 722	1 68 01 61
	23 mm	gelb	03 723	1 68 01 84

STERILE EO

Einmal-Pastenkanülen

- Mit Kunststoffansatz, zum Einmalgebrauch
- Passend für alle Zylinderampullenspritzen
- Biegsam bei kaum vermindertem Durchfluss
- Rounded Tipp: abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen
- Transcodent



Endo Spülkanülen
Irrigation Luer

- Einzige Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen
- Zur sanften und effektiven Spülung des Wurzelkanals
- Die Öffnungen und das abgerundete Ende verhindern das Spülen über den Apex hinaus
- Gefährlose Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge
- Luer bzw. Luer Lock, einzeln in Blisterverpackung



SPÜLKANÜLEN

Durchmesser	Länge	Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Irrigation Luer Endo				
G 27/0,4 mm	25 mm	grau	03 732	1 68 04 51
G 30/0,3 mm	25 mm	gelb	03 733	1 68 04 68

Verpackung:
einzeln steril verpackt
25 Stück im Karton

SPÜLUNG LUER ENDO

G 25/0,5 mm	42 mm	gelb	03 724	1 68 02 50
G 27/0,4 mm	23 mm	blau	03 725	1 68 03 04
G 30/0,3 mm	23 mm	grün	03 726	1 68 03 56

Verpackung:
einzeln steril verpackt
100 Stück im Karton

STERILE EO

Entsorgungsboxen

Verschiedene Formate, je nach individuellem Bedarf. Geeignet für Kanülen, Skalpelle usw. zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich großen Abziehschlitten in den Deckeln. Transportsicherer Verschluss. Als Tisch-, Wand- und Wagenbefestigungen erhältlich. Material: Polypropylen. Farbe: Signalgelb.



Volumen	0,25 Liter
Höhe	130 mm
Deckel	80 mm x 45 mm
Verpackung	200 St./Karton 4.000 St./Palette

Volumen	0,5 Liter
Höhe	157 mm
Deckel	86 mm
Verpackung	100 St./Karton 2.000 St./Palette

Volumen	1,5 Liter
Höhe	152 mm
Deckel	145 mm
Verpackung	90 St./Karton 1.080 St./Palette

Volumen	3,5 Liter
Höhe	314 mm
Deckel	145 mm
Verpackung	50 St./Karton 600 St./Palette




Volumen	2,2 Liter
Höhe	204 mm
Deckel	145 mm
Verpackung	70 St./Karton 840 St./Palette

Volumen	4 Liter
Höhe	150 mm
Breite	280 mm
Tiefe	170 mm
Verpackung	40 St./Karton 480 St./Palette

Volumen	6 Liter
Höhe	210 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm
Verpackung	38 St./Karton 456 St./Palette

Volumen	6 Liter
Höhe	240 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm
Verpackung	24 St./Karton 288 St./Palette

mit Schleuse



Volumen	11 Liter
Höhe	330 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm
Verpackung	28 St./Karton 336 St./Palette

mit Schleuse

Volumen	11 Liter
Höhe	360 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm
Verpackung	20 St./Karton 240 St./Palette

Volumen	Ref.-Nr.
0,25 Liter	04 926
0,5 Liter	04 921
1,5 Liter	04 922
2,2 Liter	04 918
3,5 Liter	04 923
4,0 Liter	04 929
6,0 Liter	04 927
6,0 Liter m. Schleuse	04 924
11 Liter	04 928
11 Liter m. Schleuse	04 925



Perforierte Edelstahl-
Abformlöffel

Für exakte Abdrucknahme im bezahnten Kiefer, autoklavierbar. Aus solidem, lang-
lebigem Edelstahl.



OBERKIEFER

Größe	Ref.-Nr.
Kinder	03 686
klein	03 687
mittel	03 688
groß	03 689
extra groß	03 690

UNTERKIEFER

Größe	Ref.-Nr.
Kinder	03 691
klein	03 692
mittel	03 693
groß	03 694
extra groß	03 695



Farbeispiel! Farbzusammenstellung kann variieren.

Einmal-
Dappenbehälter

Aus Kunststoff in verschiedenen Farben
zum Portionieren und Anmischen von
Dentalmaterialien.

EINMAL-DAPPENBEHÄLTER

Ref.-Nr.
03 668

Verpackung:
200 Stück im Polybeutel




Farbeispiel! Farbzusammenstellung kann variieren.

Anrührspatel

Für Alginate, im Set mit 6 Spateln in verschiedenen Farben.
Material: Kunststoff

ANRÜHRSPATEL

Ref.-Nr.
03 682



Anrührbecher

Ideal für Alginate. Material: Flexibler Kunststoff.

ANRÜHRBECHER

Größe	Abmessung	Ref.-Nr.
1	Höhe 5,8 cm ø 8,7 cm	03 683
2	Höhe 7,5 cm ø 11 cm	03 684
3	Höhe 9,0 cm ø 12 cm	03 685



Prothesendose

Zur hygienischen Aufbewahrung und Reinigung,
von Zahnspangen und Zahnersatz. Mit praktischem
Siebeinsatz, der den Zahnersatz/-spange im Einsatz
aus der Reinigungslösung hebt.
Fest verschließbar.
Höhe 55 mm x Breite 95 mm x Tiefe 75 mm

PROTHESENDOSE

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
weiß	03 600	3 55 56 49
blau	03 601	3 55 57 73

Verpackung:
1 Stück pro Box

Einmalbecher

Hochwertige Einmal-Mundspülbecher aus Polystyrol. Griffstabil und standfest. Geeignet für warme
und kalte Flüssigkeiten.



EINMALBECHER

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
166 ml		
weiß	03 667	0 97 88 23

Verpackung:
100 Stück pro Pack
3000 Stück im Versandkarton

EINMALBECHER

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
200 ml		
weiß	03 660	0 97 88 17

Verpackung:
100 Stück pro Pack
3000 Stück im Versandkarton

EINMALBECHER

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
200 ml		
flieger	03 658	9 30 84 84
orange	03 659	9 30 84 78
hellblau	03 661	0 95 99 55
rosa	03 662	0 97 59 02
gelb	03 663	0 97 59 25
grün	03 664	0 97 87 86
dunkelblau	03 665	0 97 87 92
rot	03 666	0 97 88 00

Verpackung:
50 Stück pro Pack
1.500 Stück im Versandkarton





Speichelsauger

Unsterile Einmal-Speichelsauger. Die Metallfaserverstärkung erlaubt eine feste und genaue Form. Biegsam. Beste Absaugung durch die besondere Form des Saugkopfes. Saugkopf abnehmbar. Länge: 15 cm Durchmesser: 6,6 mm

SPEICHELSAUGER

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
blau-transparent	03 380	1 67 96 66
grün-transparent	03 381	1 67 96 72
gelb-transparent	03 382	1 67 96 89
pink-transparent	03 383	1 67 96 95
transparent	03 384	1 67 97 03

Verpackung:



Traypapier

Filterpapier für Norm-Trays, ideale Basis für den Trayboden, Grammatur: 55 g/qm +/- 2 g. Holzfrei, chlorfrei und dioxinfrei gebleicht. Ohne Recyclingstoffe, formaldehydfrei und frei von optischen Aufhellern. Sterilisierbar ohne zu färben. Lieferbar in den Farben: weiß, blau, grün und gelb. Abmessung: 28 cm x 18 cm

TRAYPAPIER

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
weiß	03 326	5 10 70 62
blau	03 327	5 10 70 79
grün	03 328	5 10 70 91
gelb	03 329	5 10 72 11

Verpackung:

250 Stück im Folienpack
10 Pack im Versandkarton



Patientenumhang auf Rolle

Eine Lage sehr gut aufsaugendes Zellulosematerial und eine Lage wasserundurchlässige PE-Folie zum Schutz des Patienten vor Feuchtigkeit. Auf der Rolle mit Abrissperforation. Zum Binden.

UMHANG, ROLLE

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Abmessung: 50 x 60 cm		
weiß	03 370	1 68 04 74
blau	03 371	1 68 05 28
grün	03 372	1 68 05 34

UMHANG, ROLLE

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Abmessung: 50 x 80 cm		
weiß	03 373	1 68 05 40
blau	03 374	1 68 05 57
grün	03 375	1 68 05 63

Spender für Umhang auf Rolle
weiß 04 322



Metallkettchen

Mit beidseitigen Klemmen zur Befestigung der Einmalservietten.

METALLKETTCHEN

Länge	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
40 cm	04 320	0 58 96 59



Einmalservietten


2-lagiges reines Zellulosematerial mit wasserundurchlässiger Unterseite als dritte Lage für sicheren Schutz des Patienten vor Spritzern und Verschmutzung der Kleidung. Stark flüssigkeitsaufnehmend. Abmessung: 45 x 33 cm. Unsteril.

EINMAL-SERVIETTEN

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
weiß	03 320	0 77 42 04
grün	03 321	0 77 41 73
apfelgrün	03 331	
blau	03 322	0 77 41 67
pastellblau	03 330	
flüeder	03 332	
gelb	03 323	0 77 41 44
rosé	03 324	0 58 91 68
pink	03 333	
orange	03 319	9 30 84 61
Bärchen	03 334	

Verpackung:

500 Servietten im Pack



Spenderbox für Einmalservietten

Platz für ca. 75 bis 80 Dental-Servietten. Abmessung: H: 15 x B: 19 x T: 17 cm Material: Plexiglas

SPENDERBOX

Farbe	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Transparent	04 321	1 67 95 60



Watterollen

- Zur Speichelaufnahme
- 100% Verbandwatte
- Chlorfrei gebleicht
- Kein Fusseln
- Extrem saugfähig
- 38 mm lang
- Unsteril

WATTEROLLEN

	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
Nr. 1	03 301	0 77 48 07
Nr. 2	03 302	0 77 47 99
Nr. 3	03 303	0 77 47 76

Verpackung: 300g pro Box



Watterollenspender rund/eckig

Zur hygienischen Aufbewahrung und Einzelentnahme der Watterollen.

WATTEROLLENSPENDER eckig

Farbe	Ref.-Nr.
rot	03 299
weiß	03 305
gelb	03 307
grau	03 308
blau	03 309


Verpackung:
1 Stück pro Box

WATTEROLLENSPENDER rund

Farbe	Ref.-Nr.
weiß	03 300

Abmessung: L: 14 x H: 15 x B: 6 cm

Verpackung:
1 Stück pro Box



Kopfstützenabdeckung

2-lagig. Eine Lage saugfähiges Papier, Innenseite mit wasserundurchlässiger PE-Folie. Sehr saugfähig. Zum Einmalgebrauch. Unsteril.

KOPFSTÜTZENABDECKUNG

Maße	Farbe	Ref.-Nr.
25 x 24 cm	weiß	03 670
	blau	03 671
	grün	03 672
25 x 29,5 cm	weiß	03 673
	blau	03 674
	grün	03 675

Verpackung:
100 Stück im Polybeutel



Kalt-/Warm-Kompressen

Mehrfach verwendbare Kalt-/Warm-Kompressen. Stabile Ausführung. Gleichmäßige Kälte- oder Wärmeabgabe. Schmiegt sich durch gute Modellierbarkeit dem Körper sehr schnell und einfach an. Einfaches Reinigen. Material: stabiles PE

KALT-KOMPRESSE

Abmessung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
5,5 x 12 cm	03 631	5 49 66 61

Verpackung:
100 St./Karton

KALT-/WARM KOMPRESSE

Abmessung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
13 x 14 cm	03 632	5 49 66 84
12 x 29 cm	03 633	5 49 66 90



Eisbeutel

Zur schnellen Behandlung von Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Entzündungen usw. Eisbeutel mit Eiswürfeln, Crushed Ice oder kaltem Wasser füllen und auf der zu kühlenden Stelle positionieren. Angenehm weicher Stoffüberzug. Passt sich der Körperkontur ideal an ohne Drücken oder scharfe Kanten. Zum Wärmen mit lauwarmem Wasser füllen. Eisbeutel nach Gebrauch mit abgeschraubtem Deckel gut austrocknen lassen.

EISBEUTEL

Ref.-Nr.	PZN-Nr.
03 611	3 56 04 61

Verpackung:
1 Stück pro Box



Sofort-Kühlbeutel "Knick-Eis"

Beutel knicken, schütteln und schon ist das Knick-Eis gebrauchsfertig. Sorgt für sofortige Kühlung, wenn sie benötigt wird. Ideal für draußen und unterwegs. Sofort-Kühltemperatur: -4°C bis -8°C. Material Beutel: Kunststoff mit Velouroberfläche, wasserdicht.

KNICK-EIS

Abmessung	Ref.-Nr.	PZN-Nr.
14 x 18 cm	03 630	0 97 88 52

Mindestmenge / Verpackung:
25 Stück im Versandkarton,
Nur kartonweise erhältlich.

Übersicht Chemische Beständigkeiten

	LATEX	VINYL	NITRIL	NEOPREN	Sänger PRIMA® NEOTRIL
A crylat		++			
Acrylische Säure	++	- -	+	-	
Aldehyd			++		
Alkoholbasierende					
Desinfektionsmittel			++		
Alkoholhaltige Getränke	++	++	++	++	
Alkoholfreie Getränke	++	++	++	++	
Ameisensäure	- -	+	-	++	
Ammoniakazetat	++		++	++	
Ammoniumcarbonat	++		++	++	
Ammoniumnitrat				++	
Ammoniumhydroxid (30%)				++	
Azeton			- -		++
Azetonitril					++
B atteriesäure	+	+	-	++	
Benzin	- -	-	++	+	
Benzol	- -	- -	-	- -	
Benzylalkohol	- -	- -	++	-	
Bleichmittel	+	+	++	++	
Borax	++	++	++	++	
Brom				++	
Bromopropionische Säure	-	-	-	+	
Bremsöl	-	+	++	++	
Bromid	-	-	++	++	
Butoxyethanol	+	-	++	++	
Butter		- -	-	++	++
Butylazetat	-	-	-	+	
Butylen			++		
C alciumchlorid	++	++	++	++	
Calciumhydroxid	++	++	++	++	
Calciumhypochlorid	++	++	++	++	
Calciumnitrat	++	++	++	++	
Calciumphosphat	++	++	++	++	
Chlor		-	-	++	++
Chlorazeton	++	-	-	++	
Chloroform	- -	- -	-	- -	
Chlorbenzol	- -	- -	-	-	
Chromsäure	- -	+	-	- -	
Cyclohexan	- -	- -	++	- -	
Cyclohexanol	- -	+	++	+	
D iacetonalkohol	++	-	+	++	
1,2-diol Ethan			-		
Dibutylphthalate			++		
Dichlorethan	- -	- -	- -	- -	
Diesel		- -	+	++	-
Di-Isobutyl Keton, DIBK	- -	- -	- -	+	
Diethanolamin	+	++	++	++	
Dithylamin			-		
Dithylether			-		
Dimethyl Sulfoxid, DMSO	- -	- -	-	+	
Düngemittel	++	++	++	++	
E ssig	-	-	- -	+	
Erdnussöl	- -	-	++	++	
Essig, Lebensmittel	++	+	++	++	
Essigsäure, konz.	-	-	- -	+	
Essigsäure 50%			+		++
Essigsäureanhydrid	++	++	-	++	
Ethanol	+	++	++	++	++
Ethanolamin	-	+	++	++	
Ethidiumbromid			++		
Ethylazetat			-		+
F ette, tierisch	-	+	++	++	

	LATEX	VINYL	NITRIL	NEOPREN	Sänger PRIMA® NEOTRIL
Flußsäure	-	-	-	-	
Fluorwasserstoffsäure 48 %	-	-	-	-	++
Formaldehyd 30%	-	-	++	-	++
Formalinlösung	+				
Freon TMC	-	-	-	-	
Freon 133 TF	-	-	++	-	
Furfural	-	-	-	-	
Gamma-Butyrolazeton	-	-	-	-	
Gebannter Kalk	++	++	++	++	
Geflügel	-	-	++	++	
Gelöschter Kalk	++	++	++	++	
Glykol		++	++	++	++
Glyzerin	-	-	++	++	
Glyzerophtalische Farben	-	-	++	-	
Haarbleichmittel	++	++	++	++	
Haarfärbemittel	++	++	++	++	
Haarfixativ	++	++	++	++	
Haarwaschmittel	++	++	++	++	
Heizöl		-	+	++	+
Hexamethyldisilazen	-	-	+	-	
Hexan		-	-	++	-
Hydrauliköl		-	+		
Hydrazin	-	++	++	++	
Hydrogen Peroxid		++	++	++	
Hydroquinon	+	+	+	+	
Isobutanol	-	-	+	+	
Isobutylketon	-	-	-	-	
Iso-Oktan	-	-	++	-	
Isopropyl Alkohol	-	-	++	+	++
Kalium Hydroxid, KOH, 50%	++	++	++	++	
Kaliumkarbonat	++	++	++	++	
Kaliumnitrat	++	++	++	++	
Kaliumpermanganat	++	++	++	++	
Kaliumphosphat	++	++	++	++	
Kaliumsulphat	++	++	++	++	
Kerosin	-	+	++	+	
Königswasser	-	-	+	++	
Leinöl		-	-	++	++
Magnesiumoxyd	++	++	++	++	
Methanol			-		++
Methyl		+	+		
Methylacryl Säure			-		
Methyl Acryl Esther (MAE)	-	+	+		
Methylen Chloride					-
Methyl Ethylketon			-		
Methyl Isobutylketon			-		
MEK				+	
Milch und Milchprodukte	-	-	++	++	
Milchsäure 85%	++	++	++	++	
Mineralfett	-	-	++	-	
Monomer	-	+	+		
N-Butanol	-	-	-	++	
N-Methyl 2-Pyrrolidon	-	-	-	-	++
Naphtha	-	-	++	-	
Naphta VM&P	-	-	+	-	
Natriumkarbonat	++		++	++	
Natriumchlorid	++		++	++	
Natriumdikarbonat	++	++	++	++	
Natriumhydroxyd, konz.	++	+	++	++	
Natrium Hydroxide, NaOH (50%)	++	++	++	++	++
Natriumhypochlorid	++	++	++	++	

		LATEX	VINYL	NITRIL	NEOPREN	Sänger PRIMA® NEOTRIL
Natronlauge 3,85 %	++					
Nitrobenzen				-		
n-Oktanol	- -	-	++	-		
Olivienöl	- -	-	++	++		
Ölsäure	+	+	++	++		
Oxalsäure	++	++	++	++		
Oxalsäure, gesättigt	++	++	++	++		
Paraffinöl	- -	-	++	-		
Palmit Säure, gesättigt	- -	-	- -	++		
Parfüme und Essenzen	++	++	++	++		
Phosphorsäure (85%)						++
Pentan		- -	- -	+		- -
Pentachlorophenol	- -	-	++	+		
Perchlorige Säure, 60%	++	++	++	++		
Perchlorethylen	- -	- -	- -	- -		
Petrolether	- -	- -	++	-		
Petroleumhaltige Substanzen	- -	-	+	-		
Pflanzenöl	-	-	++	-		
Pflanzenschutzmittel	+	+	++	++		
1,2-Phenyldiaminlösung, gestätigt	++					
Phenol			++			
Phosphorsäure	++	++	++	++		
Propylene Oxid (99%)					+	
Reiniger, Haushalt	++	++	+	++		
Salzsäure 37%			++		++	
Schmieröl	- -	-	++	-		
Schwefelsäure (50%)					++	
Stoddard Lösungsmittel	- -	- -	++	-		
Styren				-		
Sulfit, Disulfit, Hyposulfit	++	++	++	++		
Terpentin	- -	-	++	-		
Tetrahydrofuran			-		- -	
Tetrahydrofuralkohol			++			
Thioglykolsäurelösung 20%	++					
Toluene			-			
Triethanolamin	+	+	-	+		
Turbinenöl	- -	- -	++	- -		
Waschpulver	++	++	++	++		
Wasserfarbe	++	++	++	++		
Wasserstoffsperoxid	-	++	++	++		
Xylen				-		
Zitronensäure, 30-70%	++	++	++	++		
++	In der Regel eignet sich dieses Handschuhmaterial sehr gut					
+	In der Regel eignet sich dieses Handschuhmaterial gut und hat einen geringen Degenerierungseffekt					
-	Handschuhe aus diesem Material sind nur bedingt geeignet und sollten für die angegebenen Stoffe nicht verwendet werden					
--	Diese Handshuhmaterialien sind nicht geeignet zum Umgang mit den genannten Stoffen					
kein Symbol	kein Ergebnis bekannt					
Die obige Auflistung beinhaltet im Handschuhgewerbe bekannte Werte für die wir keine Haftung übernehmen.						
Sie dient lediglich als Hilfe zur Orientierung. Schutz gegen Chemikalien und Stoffe ist immer abhängig von vielen Faktoren, u.a. Handschuhmaterialstärke, Kontaktdauer, Temperatur, usw. Einmalhandschuhe bieten gegen Chemikalien in der Regel nur einen sehr geringen Schutz.						

++	In der Regel eignet sich dieses Handschuhmaterial sehr gut
+	In der Regel eignet sich dieses Handschuhmaterial gut und hat einen geringen Degenerierungseffekt
-	Handschuhe aus diesem Material sind nur bedingt geeignet und sollten für die angegebenen Stoffe nicht verwendet werden
--	Diese Handschuhmaterialien sind nicht geeignet zum Umgang mit den genannten Stoffen
kein Symbol	kein Ergebnis bekannt

Die obige Auflistung beinhaltet im Handschuhgewerbe bekannte Werte für die wir keine Haftung übernehmen.

Sie dient lediglich als Hilfe zur Orientierung. Schutz gegen Chemikalien und Stoffe ist immer abhängig von vielen Faktoren, u.a. Handschuhmaterialstärke, Kontaktdauer, Temperatur, usw. Einmalhandschuhe bieten gegen Chemikalien in der Regel nur einen sehr geringen Schutz.



Fax / Brief-Bestellung

--	--	--	--	--	--	--

Kunden Nr.

Ansprechpartner

Firma

Datum

Name _____

Telefon-Nr.

Straße/Haus-Nr.

Fax-Nr.

Land-PLZ/Ort

E-Mail Adresse

Lieferanschrift, falls abweichend von obiger Anschrift:

USt-IdNr.

Ich bestelle zur Lieferung auf Rechnung

[illegible]

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND IRRTUM VORBEHALTEN FARBEN KÖNNEN AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN VOM ORIGINAL ABWEICHEN. GRÖßEN SIND CIRCAANGABEN.

